

# Ultraschallbehandlung

Mit Hightech-Kombination die Haut verjüngen!

Schicht für Schicht schön

Neue Haut, bitte! Kein Problem – die apparative Kosmetik bietet zahlreiche Möglichkeiten zur sicht- und fühlbaren Straffung der Haut und Muskulatur – wie beispielsweise das System

„Perfect Beauty“ der FUHLENDORF GmbH. Die Antwort auf die Frage, welches Gerät und welche Methode zum Erfolg führen, beantwortet Kirsten Fuhlendorf.

Das Gewebe hat an Straffheit verloren, wirkt schlaff und lässt erste Fältchen sichtbar werden. Welches Behandlungskonzept empfehlen Sie der Kosmetikerin?

Mal halblang machen, genau das tun die Hautzellen bereits ab dreißig. Ihre Teilungsaktivität lässt deutlich nach, die Haut verdickt sich mit den Jahren, neigt zu Verhornungen und Glanzlosigkeit. Abgestorbene Hornzellen bleiben auf der Hautoberfläche liegen. Sie machen den Teint stumpf und uneben, mit einem Wort: älter. Nicht selten zeigen sich zudem auch Fältchen, Sonnenfalten und Lichtschäden. Welche Kundin wünscht sich da nicht eine frische, glatte Haut zurück. Die Problemlösung lautet: System „Perfect Beauty“ – eine kombinierte und synergistisch aufgebaute Behandlung aus Microdermabrasion, Saugwellenmassage und Ultraschall.

Was macht das System „Perfect Beauty“ so einmalig?

Die Kosmetikerin bekommt ein ganzheitliches apparatives Konzept an die Hand und ist somit in der Lage, eine hervorragende Systembehandlung mit außergewöhnlichen Wirkungsweisen anzubieten. Wie z.B. Glättung der Haut, Bindegewebsstraffung, Durchblutungsförderung, Stoffwechselaktivierung und Verbesserung der Sauerstoffversorgung, Anregung des Lymphflusses, sichtbare Verfeinerung des Hautreliefs, Minderung der Faltentiefe, Entschlackung des Gewebes und Entspannung der Muskulatur, um nur einige Vorteile zu nennen.

Nach welchen Prinzipien wird diese moderne apparative Behandlungsmethode durchgeführt?

Um eine Barrierschicht der Haut zu öffnen und die Aufnahmefähigkeit nachfolgender Wirkstoffkosmetika zu fördern, wird eine Microdermabrasion mit dem DERMASONIC durchgeführt, um Verhornungen abzutragen. Es folgt eine Saugwellenmassage mit unserem VACUTRONIC. Diese rhythmische Schröpfmassage erzeugt eine regelmäßige Pulsation, wodurch eine optimale Entlymphung stattfindet und Schlackenstoffe und Fett abtransportiert werden. Die Haut ist nun auf die Ultraschallbehandlung mit dem SUPERSONIC vorbereitet und für die damit verbundene Aufnahme individuell dem Hautzustand abgestimmter Wirkstoffe. Das Ergebnis ist bereits nach einer Behandlung sicht-, spür- und messbar.